


Anticorpo Policlonale Anti-Tefm Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Qe5

Numero articolo: CM0028647



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro TEFM umano (C17orf42), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Adatto per lo studio della trascrizione mitocondriale e della fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TEFM pAb coniglio
Note/Alias	C17orf42; TEFM
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	79736
Gene ID	79736
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 36-210 di TEFM umano (NP_078959.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96QE5
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio