


Anticorpo Policlonale Anti-Tek Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q02763

Numero articolo: CM0018027



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TEK umano (TIE2, CD202B) per applicazioni di Western Blot ed ELISA. Rileva TEK umano, di topo e ratto con una banda prevista di 126 kDa. Adatto per studi di angiogenesi e biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TEK Rabbit pAb
Note/Alias	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B; TEK
Specie	Umana
GeneID (Umano)	7010
GeneID	7010
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-750 di TEK umano (NP_000450.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q02763
Peso Proteico	126kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio