

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tekt1 Per Wb, Elisa - Q969V4

Numero articolo: CM0015229



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro TEK1 umana (tektina-1), validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della biologia dei microtubuli ciliari e flagellari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TEKT1 Rabbit pAb
Note / Alias	TEKT1; tektin-1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	83659
GeneID	83659
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di TEK1 umana (NP_444515.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q969V4
Peso proteico	48 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco