

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Telo2 Per Wb, Elisa - Q9Y4R8

Numero articolo: CM0022394



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TELO2 umano (hCLK2, TEL2), validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sulla risposta al danno del DNA, la segnalazione mTOR e la biologia dei telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TELO2 pAb di coniglio
Note/Alias	CLK2; TEL2; YHFS; TELO2
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	9894
ID del gene	9894
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 450-550 di TELO2 umano (NP_057195.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9Y4R8
Peso della proteina	92 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante