

Anticorpo Policlonale Anti-Tenascina C Per Wb - P24821

Numero articolo: CM0020418



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Tenascina C umana (TN-C), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla matrice extracellulare e sul cancro. Peso molecolare previsto 241kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Tenascina C pAb coniglio
Osservazioni/Alias	GP; JI; TN; HXB; GMEM; TN-C; DFNA56; 150-225; Tenascina C
Specie	Umano
Gene ID (umano)	3371
Gene ID	3371
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24821
Peso proteico	241kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio