

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tenascina-X (Tnxb) Per Wb, Elisa - P22105

Numero articolo: CM0019985



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Tenascina-X umana (TNXB), validato per WB ed ELISA. Dimostra reattività crociata con topo e ratto. Adatto alla ricerca sulla matrice extracellulare e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TNXB Rabbit pAb
Note/alias	XB; TNX; XBS; EDS3; HXBL; TENX; TN-X; VUR8; TNXB1; TNXB2; TNXBS; EDSCLL; EDSCLL1; TNXB
Specie	Umana
GeneID	7148
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 444-673 della TNXB umana (NP_115859.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P22105
Peso della proteina	458 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante