

Anticorpo Policlonale Anti-Tenm1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukz4

Numero articolo: CM0015413

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a TENM1 umano (Teneurin-1). Validato per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per ricerche sullo sviluppo neurale e sulla neuroplasticità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TENM1 Rabbit pAb
Note/Alias	TNM; ODZ1; ODZ3; TEN1; TNM1; ten-1; TEN-M1; TENM1
Specie	Umano
GeneID (umano)	10178
GeneID	10178
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-540 di TENM1 umano (NP_001156750.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UKZ4
Peso proteico	305kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio