


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Terf1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P54274

Numero articolo: CM0013162



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TERF1 umano. Validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e ratto. Ideale per la biologia dei telomeri, la stabilità cromosomica e la ricerca sul complesso shelterin.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	TERF1 Rabbit pAb
Note/Alias	TRF; PIN2; TRF1; TRBF1; t-TRF1; hTRF1-AS; TERF1
Specie	Umano
ID Gene	7013 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-275 di TERF1 umano (NP_059523.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P54274
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio