


Anticorpo Policlonale Anti-Terf2 Per Wb - Q15554

Numero articolo: CM0023114



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TERF2 umano, convalidato per WB ed ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per ricerche sulla biologia dei telomeri e sul complesso shelterin.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	TERF2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TRF2; TRBF2; TERF2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7014
GeneID	7014
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 di TERF2 umano (NP_005643.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15554
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio