


Anticorpo Policlonale Anti-Terf2Ip Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nyb0

Numero articolo: CM0026056



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio TERF2IP (RAP1) per WB, IF/ICC, ELISA, validato nell'uomo e nel topo. Bersaglia il fattore 1 interagente con il fattore di legame delle ripetizioni telomeriche 2, un componente dello shelterin e regolatore di NF-κB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TERF2IP Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	RAP1; DRIP5; TERF2IP
Specie	Umano
ID Gene	54386 (Umano)
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di TERF2IP umano (NP_061848.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NYB0
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio