


Anticorpo Policlonale Anti-Tert Per Wb, Elisa - O14746

Numero articolo: CM0026795



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la telomerasi umana (TERT) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Utile per la ricerca sulla biologia dei telomeri e sul cancro, con reattività crociata verso il ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TERT Rabbit pAb
Note/Alias	TP2; TRT; CMM9; EST2; TCS1; hTRT; DKCA2; DKCB4; hEST2; PFBMFT1; TERT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7015
GeneID	7015
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1000-1100 di TERT umano (NP_937983.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	O14746
Peso Proteico	127kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio