

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Tert Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14746

Numero articolo: CM0020901



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TERT umano (telomerasi reverse transcriptasi). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per la ricerca su telomerasi, cancro e invecchiamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TERT Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TP2, TRT, CMM9, EST2, TCS1, hTRT, DKCA2, DKCB4, hEST2, PFBMFT1, TERT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7015
GeneID	7015
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1050-1132 di TERT umano (NP_937983.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	O14746
Peso Proteico	127kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio