

Anticorpo Policlonale Anti-Tes Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ugi8

Numero articolo: CM0028480



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TES umano (Testina), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano e ratto. TES è una proteina impalcatura coinvolta nell'adesione cellulare e nella soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-TES
Note/Alias	TESS; TESS-2; TES
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26136
ID Gene	26136
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di TES umano (NP_056456.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9UGI8
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio