

Anticorpo Monoclonale Anti-Tet1 Per Wb E Elisa - Q8Nfu7

Numero articolo: CM0007695



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato al TET1 umano, adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e ratto, ideale per la ricerca epigenetica e dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TET1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	LCX; CXXC6; bA119F7.1; TET1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	80312
GeneID	80312
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8NFU7
Peso Proteico	235kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio