

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tet1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nfu7

Numero articolo: CM0018478



introduzione

Valida TET1, un regolatore chiave della demetilazione del DNA e della cromatina, con questo anticorpo policlonale di coniglio. Test in WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; reattivo su campioni umani, murini e di ratto. (Q8NFU7)

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TET1 Rabbit pAb
Note/alias	LCX; CXXC6; bA119F7.1; TET1
Specie	Umano
ID gene (umano)	80312
ID gene	80312
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8NFU7
Peso della proteina	235 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante