

Anticorpo Policlonale Anti-Tet1 Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q3UrK3

Numero articolo: CM0024563

introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio contro TET1 di topo, validato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva una banda di ~219 kDa; ha reattività incrociata con uomo, topo e ratto. Adatto per studi sulla demetilazione del DNA e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TET1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LCX; Cxxc6; mKIAA1676; D10Erttd17e; 2510010B09Rik; TET1
Specie	Topo
GeneID	52463
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1749-1902 della TET1 di topo (NP_001240786.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q3URK3
Peso proteico	219kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio