

Anti-Tet2 Rabbit Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6N021

Numero articolo: CM0018006



introduzione

TET2 Rabbit pAb, un anticorpo policlonale validato per WB, IHC-P ed ELISA, riconosce il TET2 umano (Q6N021) e presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla metilazione del DNA e sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TET2 Rabbit pAb
Note/alias	MDS; IMD75; KIAA1546; TET2
Specie	Umano
ID del gene	54790
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1833-2002 del TET2 umano (NP_001120680.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q6N021
Peso della proteina	224 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico