

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Tet2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6N021

Numero articolo: CM0026502



introduzione

Questo anticorpo policlonale rabbit, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, bersaglia TET2 umano (Q6N021), una metilcitosina diossigenasi coinvolta nella demetilazione del DNA, con reattività crociata verso topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TET2 Rabbit pAb
Note/Alias	MDS; IMD75; KIAA1546; TET2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	54790
GeneID	54790
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1833-2002 di TET2 umano (NP_001120680.1)
Provenienza	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6N021
Peso proteico	224kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio