


Anticorpo Policlonale Anti-TEX101 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By14

Numero articolo: CM0022682



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TEX101 umano. Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla fecondazione e biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TEX101 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	SGRG; CT131; GTPR867; NYD-SP8; PRO1884; SPATA44; TES101RP; TEX101
Specie	Uomo
GeneID	83639
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 44-150 di TEX101 umano (NP_113639.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BY14
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio