

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tfam Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q00059

Numero articolo: CM0007914



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TFAM umano, validato per WB, IHC-P, IF-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla trascrizione mitocondriale e sulla manutenzione del mtDNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-TFAM
Note/Alias	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Specie	Umano
GeneID	7019
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di TFAM umano (NP_003192.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q00059
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio