

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tfam Per Wb - Q00059

Numero articolo: CM0007434



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano TFAM, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Ideale per la ricerca sulla trascrizione mitocondriale e sulla manutenzione del mtDNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TFAM Coniglio mAb
Note/Alias	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7019
GeneID	7019
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q00059
Peso Proteico	29 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio