

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tfam Per Wb, If/Icc, Elisa - Q00059

Numero articolo: CM0020160



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro TFAM umano, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto, ideale per la ricerca sulla trascrizione mitocondriale e sulla manutenzione del mtDNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TFAM Coniglio pAb
Note/Alias	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Specie	Umano
GeneID (umano)	7019
GeneID	7019
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 del TFAM umano (NP_003192.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q00059
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio