

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tfam Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00059

Numero articolo: CM0018266



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretti contro TFAM umano, adatto per WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla trascrizione mitocondriale e sul mantenimento del mtDNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TFAM Rabbit pAb
Note/Alias	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7019
ID gene	7019
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di TFAM umano (NP_003192.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q00059
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio