

Anticorpo Policlonale Anti-Tfap2B Per Wb, Elisa - Q92481

Numero articolo: CM0029969



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TFAP2B umano, un fattore di trascrizione coinvolto nello sviluppo. Adatto per Western blot ed ELISA. Specifico per l'uomo. Peso molecolare previsto 50 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TFAP2B Rabbit pAb
Note/Alias	PDA2; AP-2B; AP2-B; AP-2beta; TFAP2B
Specie	Umano
GeneID (umano)	7021
GeneID	7021
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di TFAP2B umano (Q92481).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q92481
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio