

Anticorpo Policlonale Anti-Tfap2C Per Wb, Elisa - Q92754

Numero articolo: CM0025928

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il TFAP2C umano (Fattore di trascrizione AP-2 gamma), validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi di biologia dello sviluppo, ricerca sul cancro e studi di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TFAP2C Rabbit pAb
Note/Alias	ERF1; TFAP2G; hAP-2g; AP2-GAMMA; TFAP2C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7022
GeneID	7022
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 del TFAP2C umano (NP_003213.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92754
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio