


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tfb1M Per Wb, Elisa - Q8Wvm0

Numero articolo: CM0015812



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira all'umano TFB1M (dimethyladenosine transferase 1, mitocondriale) per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studiare l'assemblaggio del ribosoma mitocondriale e la trascrizione del mtDNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TFB1M Rabbit pAb
Note/Alias	CGI75; mtTFB; CGI-75; mtTFB1; TFB1M
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51106
ID Gene	51106
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-346 di TFB1M umano (NP_057104.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WVM0
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio