

Anticorpo Policlonale Anti-Tfcp2 Coniglio Per Wb, Elisa - Q12800

Numero articolo: CM0030792

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore di trascrizione alfa-globina CP2 (TFCP2/LSF/SEF). Validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Adatto per studi sul rimodellamento della cromatina e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TFCP2 Rabbit pAb
Note/Alias	LSF; SEF; LBP1C; LSF1D; TFCP2C; TFCP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7024
GeneID	7024
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di TFCP2 umano (NP_005644.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q12800
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio