


## Anticorpo Policlonale Anti-Tfe3 Per Wb, Elisa - P19532

Numero articolo: CM0029843



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TFE3 umano (Fattore di trascrizione E3). Validato per WB e ELISA. Reagisce con TFE3 di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biogenesi lisosomiale e la segnalazione mTOR.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | TFE3 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Annotazioni / Alias   | TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3                                                                                  |
| Specie                | Uomo                                                                                                                       |
| GeneID (Uomo)         | 7030                                                                                                                       |
| GeneID                | 7030                                                                                                                       |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di TFE3 umano (NP_006512.2) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                      |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                          |
| SWISS                 | P19532                                                                                                                     |
| Peso proteico         | 62kDa                                                                                                                      |
| Spedizione            | Sacco di ghiaccio                                                                                                          |