


Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Tfe3 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P19532

Numero articolo: CM0003662



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TFE3 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto.

L'immunogeno ricombinante garantisce un'elevata specificità per la ricerca sulla biogenesi lisosomiale e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TFE3 Rabbit mAb
Note/Alias	TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7030
GeneID	7030
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 191-440 di TFE3 umano (P19532).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P19532
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacca refrigerante