

Anticorpo Policlonale Anti-Tfeb Per Wb, Ip, Elisa - Q9R210

Numero articolo: CM0029205

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TFEB (Fattore di trascrizione EB), validato per Western blot, IP ed ELISA. Rileva TFEB umano e murino, un regolatore principale dell'autofagia e della biogenesi lisosomiale. Ideale per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TFEB Rabbit pAb
Note/Alias	Tcfef; bHLHe35
Specie	Topo
GeneID (Umano)	1737
GeneID	21425
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 390-476 di TFEB murino (NP_001155194.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9R210
Peso Proteico	53 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio