


Anticorpo Monoclonale Anti-Tff1/Ps2 Per Wb - P04155

Numero articolo: CM0012796



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-TFF1/pS2 per Western blot, immunoprecipitazione, immunofluorescenza ed ELISA. Riconosce il fattore 1 a trifoglio umano, murino e di ratto. Peso molecolare target 9 kDa. Ideale per la ricerca gastrointestinale e oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TFF1/pS2 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	pS2; BCEI; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21
Specie	Umano
ID del gene (umano)	7031
ID del gene	7031
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P04155
Peso della proteina	9 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante