


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tff1/Ps2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04155

Numero articolo: CM0024622



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TFF1/pS2 umano (trefoil factor 1). Validato per WB, IHC-P, ELISA, con reattività incrociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca gastrointestinale e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio TFF1/pS2
Note/Alias	pS2; BCE1; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21; TFF1/pS2
Specie	Umano
ID Gene	7031
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-84 di TFF1/pS2 umano (NP_003216.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04155
Peso Proteico	9kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio