

Anticorpo Policlonale Anti-Tff2 Per Wb, Elisa - Q03403

Numero articolo: CM0025750

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per il Fattore Trefoil 2 umano (TFF2). Validato per applicazioni WB ed ELISA. TFF2 è una proteina secreta che modula la secrezione di acido gastrico e la stabilità del muco, rendendolo un bersaglio chiave per la ricerca sulle malattie gastrointestinali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb TFF2 Coniglio
Note/Alias	SP; SML1; TFF2
Specie	Umano
ID Gene	7032
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-129 di TFF2 umano (NP_005414.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q03403
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio