


Anticorpo Monoclonale Anti-Tff3 Per Ihc-P, Elisa - Q07654

Numero articolo: CM0010176



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio si rivolge al TFF3 umano (fattore trefoil intestinale), validato per applicazioni IHC-P ed ELISA. Ideale per investigare la riparazione della mucosa e la mobilità delle cellule epiteliali nei tessuti intestinali e uterini.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettagli
Nome Prodotto	TFF3 Rabbit mAb
Note/Alias	ITF; P1B; TFI; TFF3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7033
GeneID	7033
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 1-80 del TFF3 umano (Q07654)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q07654
Peso Proteico	9kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio