


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tff3 Per Wb, If-P, Elisa - Q07654

Numero articolo: CM0019824



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TFF3 di alta qualità validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce con la TFF3 umana, un fattore chiave per la riparazione della mucosa. Ideale per la ricerca sulle malattie gastrointestinali e infiammatorie intestinali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TFF3 Rabbit pAb
Note/Alias	ITF; P1B; TFI; TFF3
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	7033
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-94 della TFF3 umana (NP_003217.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q07654
Peso proteico	9 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio