

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tfpi Per Wb, Elisa - P10646

Numero articolo: CM0010722



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia TFPI umano (Inibitore della via del fattore tissutale), convalidato per WB e ELISA. Fondamentale per la ricerca sulla coagulazione e lo sviluppo di saggi diagnostici. - P10646

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TFPI Rabbit mAb
Note/Alias	EPI; TFI; LACI; TFPI1; TFPI
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7035
GeneID	7035
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 200-304 del TFPI umano (P10646).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P10646
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio