

Anticorpo Policlonale Anti-Tfr2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Up52

Numero articolo: CM0027997

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TFR2 umano (Proteina recettore della transferrina 2). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Per la ricerca sul metabolismo del ferro e sugli epatociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TFR2 Rabbit pAb
Note/Alias	HFE3; TFRC2; TFR2
Specie	Umana
Gene ID	7036
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-330 di TFR2 umano (NP_003218.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo
SWISS	Q9UP52
Peso Proteico	89kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio