

Anticorpo Monoclonale Anti-Tgf Beta 1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01137

Numero articolo: CM0010908



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TGF beta 1 umano, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Adatto per lo studio della segnalazione TGF-beta, dello sviluppo e della funzione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TGF beta 1 Rabbit mAb
Note/Alias	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; CAEND1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7040
GeneID	7040
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 279-390 del TGF beta 1 umano (NP_000651.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01137
Peso proteico	44 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio