

Anticorpo Monoclonale Anti-Tgf Beta 1 Per Wb, Ihc, If, Elisa - P01137

Numero articolo: CM0006967



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TGF beta 1, convalidato mediante KD. Adatto per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Reagisce con proteine umane, murine e di ratto. Supportato da UniProt P01137.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato mediante KD] mAb di coniglio anti-TGF beta 1
Note/Alias	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBIDIME; TGFBeta; TGF-beta1; TGF beta 1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	7040
GeneID	7040
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P01137
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante