


Anticorpo Policlonale Anti-Tgf-Beta-1 Per Wb, Elisa - P04202

Numero articolo: CM0023310



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TGF-beta-1 di topo. Adatto per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla funzione immunitaria, lo sviluppo e la differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	Tgfb1 pAb di coniglio
Note/Alias	Tgfb; Tgfb-1; TGFbeta1; TGF-beta1; Tgfb1
Specie	Topo
ID Gene (Topo)	21803
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-390 di Tgfb1 di topo (NP_035707.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P04202
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio