


Anticorpo Policlonale Anti-Tgf Beta 1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P01137

Numero articolo: CM0021655



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il TGF beta 1 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Rileva le forme proproteica e matura. Ideale per lo studio della segnalazione TGF-beta, della regolazione immunitaria e dell'EMT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TGF beta 1 Rabbit pAb
Note/Alias	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7040
GeneID	7040
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 291-390 del TGF beta 1 umano (NP_000651.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01137
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio