


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Recettore I Del Tgf Beta (Tgfbr1) Per Wb Ed Elisa - P36897

Numero articolo: CM0007177



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro il recettore di tipo 1 del TGF-beta umano (TGFBR1/ALK5), validato per Western blot ed ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione del TGF-beta, della biologia tumorale e della ricerca sulla fibrosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro il recettore I del TGF beta (TGFBR1)
Note/alias	AAT5; ALK5; ESS1; LDS1; MSSE; SKR4; TBRI; ALK-5; LDS1A; LDS2A; TBR-i; TGFR-1; ACVRLK4; tbetaR-I; Recettore I del TGF beta (TGFBR1)
Specie	Umano
GeneID (umano)	7046
GeneID	7046
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 del recettore I del TGF beta umano (TGFBR1) (NP_004603.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P36897
Peso della proteina	56 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante