


Anticorpo Monoclonale Anti-Tgf Beta Recettore Ii Per Wb - P37173

Numero articolo: CM0003567



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per il TGF beta Recettore II umano, validato per Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla via di segnalazione TGF-beta e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-TGF beta Recettore II
Note/Alias	AAT3; FAA3; LDS2; MF52; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR1I; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-R1I; TGF beta Recettore II (TGFB2) (P37173)
Specie	Umano
ID Gene	7048
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-130 del TGF beta Recettore II umano (TGFB2) (P37173))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P37173
Peso Proteico	65kDa/67kDa/9kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio