


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tgf Beta Recettore Ii (Tgfbr2) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37173

Numero articolo: CM0014594



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al recettore umano TGF-beta di tipo 2 (TGFBR2, P37173). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione TGF-beta in oncologia e fibrosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-TGF beta Recettore II
Note/Alias	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR1; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-R11; TGF beta Recettore II (TGFBR2)
Specie	Umano
GeneID (umano)	7048
GeneID	7048
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-280 del recettore umano TGF beta II (TGFBR2) (NP_003233.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P37173
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio