

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tgfa Per Wb, Elisa - P01135

Numero articolo: CM0013185



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TGFA umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce TGFA umano e murino; adatto per studi sulla segnalazione di EGFR e sulla proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TGFA Rabbit pAb
Note/Alias	TFGA; TGFA
Specie	Umano
ID Gene	7039
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-98 di TGFA umano (NP_001093161.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P01135
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio