

Anticorpo Policlonale Anti-Tgfb1I1 Per Wb, Elisa - 043294

Numero articolo: CM0029691

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro TGFB1I1 (HIC5/ARA55) per applicazioni di Western Blot ed ELISA. Validato su campioni umani, di topo e di ratto; rileva una proteina di ~50kDa. Ideale per la ricerca sulla segnalazione cellulare e sulle adesioni focali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	TGFB1I1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HIC5, ARA55, HIC-5, TSC-5, TGFB1I1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7041
GeneID	7041
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-220 di TGFB1I1 umano (NP_001035919.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43294
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio