

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tgfb2 Per Wb Ed Elisa - P61812

Numero articolo: CM0030601



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio TGFB2 validato per WB ed ELISA in umano, topo, ratto. Immunogeno ricombinante che mira agli amminoacidi 20-160. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del TGF-beta-2 e sull'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TGFB2 Rabbit pAb
Note/Alias	LDS4; G-TSF; TGF-beta2; TGFB2
Specie	Umano
GeneID (umano)	7042
GeneID	7042
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-160 di TGFB2 umano (NP_001129071.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61812
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio