


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tgfb2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P61812

Numero articolo: CM0020048



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TGFB2 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Targetizza la proproteina TGF-beta2, un regolatore chiave dell'angiogenesi e dello sviluppo cardiaco, ideale per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TGFB2 Rabbit pAb
Note/Alias	LDS4; G-TSF; TGF-beta2; TGFB2
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	7042
ID del gene	7042
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-160 di TGFB2 umano (NP_001129071.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P61812
Peso della proteina	48kDa
Spedizione	Borsa refrigerante