


## Anticorpo Policlonale Anti-Tgfb3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P10600

Numero articolo: CM0026578



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TGFB3, validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce con TGFB3 di origine umana, murina e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione TGF- $\beta$ , dell'embriogenesi e della differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | TGFB3 Rabbit pAb                                                                                                                                        |
| Note / Alias        | ARVD; LDS5; RNHF; ARVD1; TGF-beta3; TGFB3                                                                                                               |
| Specie              | Umana                                                                                                                                                   |
| ID gene             | 7043                                                                                                                                                    |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante   Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 25-300 della TGFB3 umana (NP_003230.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                   |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                        |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                                       |
| SWISS               | P10600                                                                                                                                                  |
| Peso proteico       | 47kDa                                                                                                                                                   |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                                       |