


Anticorpo Policlonale Anti-Tgfb1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15582

Numero articolo: CM0029759



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TGFBI (BIGH3) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva TGFBI umano, murino e ratto. Utile per lo studio dell'adesione cellulare, della matrice extracellulare e delle distrofie corneali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	TGF beta indotto (TGFBI) Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta indotto (TGFBI)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7045
Gene ID	7045
Immunogeno	Pepptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 550-650 del TGF beta indotto umano (TGFBI) (NPQ_000349.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15582
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio